

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 318-42

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Draht, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMME

Standard

Option

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
315-243	Pinzetten 315-243 (Edelstahl 105 mm)
315-247	Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff 136 mm)
317-009-600	Aluminium-Gewichtsetui 317-009-600 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M3 für Bauform Bruchgramm)
318-270	Pinzel 318-270
338-090-200	Holz-Gewichtsetui 338-090-200 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
347-009-400	Kunststoff-Gewichtsetui 347-009-400 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-250R	DAkKS-Rekalibrierung 962-250R
962-350	DAkKS-Kalibrierschein 962-350

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage