

Produktbroschüre

07.08.2026

# KERN 307-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör

## PIKTOGRAMME

Standard



Option



## ZUBEHÖR

| Modell      | Beschreibung                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-130-100 | Holz-Gewichtsetui 317-130-100 (für Nennwerte 5 kg   für Klassen E1+E2+F1   für Bauform Knopf/Kompakt)     |
| 317-130-400 | Kunststoff-Gewichtsetui 317-130-400 (für Nennwerte 5 kg   für Klassen E2   für Bauform Knopf/Kompakt)     |
| 317-130-600 | Aluminium-Gewichtsetui 317-130-600 (für Nennwerte 5 kg   für Klassen E1 - M3   für Bauform Knopf/Kompakt) |
| 317-280     | Handschuhe 317-280 (Baumwolle, 1 Paar)                                                                    |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350           |
| 920-351  | Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351 |
| 921-243  | Garantierte Plus-Abweichung ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-243                   |
| 962-243R | DAkKS-Rekalibrierung 962-243R                                               |
| 963-243  | DAkKS-Kalibrierschein 963-243                                               |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage