

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 318-22

Milligrammgewichtssatz, E2, 1 mg - 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui


DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
315-243	Pinzetten 315-243 (Edelstahl 105 mm)
315-247	Pinzetten 315-247 (Edelstahl, Kunststoff 136 mm)
317-009-600	Aluminium-Gewichtsetui 317-009-600 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M3 für Bauform Bruchgramm)
318-01	Prüfgewicht 318-01 (OIML-Klasse E2, Nennwert 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-02	Prüfgewicht 318-02 (OIML-Klasse E2, Nennwert 2 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-03	Prüfgewicht 318-03 (OIML-Klasse E2, Nennwert 5 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-04	Prüfgewicht 318-04 (OIML-Klasse E2, Nennwert 10 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-05	Prüfgewicht 318-05 (OIML-Klasse E2, Nennwert 20 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-06	Prüfgewicht 318-06 (OIML-Klasse E2, Nennwert 50 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-07	Prüfgewicht 318-07 (OIML-Klasse E2, Nennwert 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-08	Prüfgewicht 318-08 (OIML-Klasse E2, Nennwert 200 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-09	Prüfgewicht 318-09 (OIML-Klasse E2, Nennwert 500 mg, Plättchen, Edelstahl poliert)
318-270	Pinzel 318-270
328-222-420	Gewichtsetui 328-222-420 (für Nennwerte 1 mg - 5 g für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)
338-090-200	Holz-Gewichtsetui 338-090-200 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)

Modell	Beschreibung
347-009-400	Kunststoff-Gewichtsetui 347-009-400 (für Nennwerte 1 mg - 500 mg (einzel) für Klassen E1 - M2 für Bauform Knopf/Kompakt)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-701	Markierung (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-701
962-350	DAkS-Kalibrierschein 962-350
962-350R	DAkS-Rekalibrierung 962-350R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage