

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 347-137-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 5 kg, Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- zum Aufstecken von Schlitzgewichten
- Eine präzise Unterdrehung am unteren Ende der Trägerstange sorgt dafür, dass die Schlitzgewichte sicher aufliegen. Diese Konstruktion verhindert ein Verrutschen der Gewichte und gewährleistet Stabilität auch bei leichter Schräglage
- Eigengewicht Trägerstange 5 kg

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Kompatibel mit allen Schlitzgewichten/Trägerstangen vom Typ B

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
317-280	Handschuhe 317-280 (Baumwolle, 1 Paar)
317-290	Handschuhe 317-290 (Leder, Baumwolle, 1 Paar)
347-037	Prüfgewicht 347-037 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-047	Prüfgewicht 347-047 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-057	Prüfgewicht 347-057 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-067	Prüfgewicht 347-067 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-077	Prüfgewicht 347-077 (OIML-Klasse M1, Nennwert 100 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-087	Prüfgewicht 347-087 (OIML-Klasse M1, Nennwert 200 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-097	Prüfgewicht 347-097 (OIML-Klasse M1, Nennwert 500 g, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-117	Prüfgewicht 347-117 (OIML-Klasse M1, Nennwert 1 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-127	Prüfgewicht 347-127 (OIML-Klasse M1, Nennwert 2 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-137	Prüfgewicht 347-137 (OIML-Klasse M1, Nennwert 5 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)
347-147	Prüfgewicht 347-147 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 kg, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht)

DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
962-643	DAkkS-Kalibrierschein 962-643
962-643R	DAkkS-Rekalibrierung 962-643R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage